


Atemmaske Silikon

Flexible Maske aufgrund des einzigartigen Designs mit der Kombination von zwei Materialien. Das Silikonmaterial der Maske ist weich und komfortabel für den Patienten. Der von Silikon umhüllte Kunststoff-Rahmen gibt der Maske Stabilität und ermöglicht dem Anwender ein Handling mit perfekter Abdichtung. Die Maske ist latexfrei und autoklavierbar bis 134°C.



<u>Patient</u>	<u>Größe</u>	<u>Farbe</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Erwachsene, klein	3	gelb	XD 1003
Erwachsene, mittel	4	rot	XD 1004
Erwachsene, groß	5	violett	XD 1005
Erwachsene, extra groß	6	blau	XD 1006