

Guedeltuben



Einmal-Guedeltuben, latexfrei ■ steril

<u>Größe</u>	<u>Länge</u>	<u>Farbcodierung</u>	<u>Verpackungseinheit</u>	<u>Art. -Nr.</u>
000	4,0 cm	rosa	50	XE 368
00	5,0 cm	blau	50	XE 369
0	6,0 cm	schwarz	50	XE 370
1	7,0 cm	weiß	50	XE 371
2	8,0 cm	grün	50	XE 372
3	9,0 cm	gelb	50	XE 373
4	10,0 cm	rot	50	XE 374
5	11,0 cm	hellblau	50	XE 375

Einmal-Guedeltuben, latexfrei ■ unsteril

<u>Größe</u>	<u>Länge</u>	<u>Farbcodierung</u>	<u>Verpackungseinheit</u>	<u>Art. -Nr.</u>
000	3,0 cm	farblos	10	XE 388
00	4,0 cm	rosa	10	XE 389
0	5,0 cm	blau	10	XE 390
1	6,0 cm	schwarz	10	XE 391
2	7,0 cm	weiß	10	XE 392
3	8,0 cm	grün	10	XE 393
4	9,0 cm	gelb	10	XE 394
5	10,0 cm	rot	10	XE 395
6	12,0 cm	violett	10	XE 396

Guedeltuben, latexfrei ■ wiederverwendbar

<u>Größe</u>	<u>Länge</u>	<u>Farbcodierung</u>	<u>Verpackungseinheit</u>	<u>Art. -Nr.</u>
000	3,0 cm	rosa	1	XD 300
00	4,0 cm	orange	1	XD 301
0	5,0 cm	blau	1	XD 302
1	6,0 cm	violett	1	XD 303
2	7,0 cm	weiß	1	XD 304
3	8,0 cm	grün	1	XD 305
4	9,0 cm	gelb	1	XD 306
5	10,0 cm	rot	1	XD 307
6	11,0 cm	hellgrün	1	XD 308

Stand: 11/06