


Instrumenten-Überzüge



Überzüge für Wundhaken, Klemmen, Zangen und Schocklöffel

- Passgenau für alle Modelle lieferbar
- Zeitersparnis für das Personal
- Fusselfreies, gewebeschonendes Polyestermaterial
- Extrem saugfähig
- Für alle Sterilisationsverfahren zugelassen
(mit Ausnahme der Heißluft-Sterilisation)
- Latexfrei
- Zum einmaligen Gebrauch
- CE-gekennzeichnet
- Dermatologisch getestet

<u>Überzüge für:</u>	<u>Länge</u>	<u>Art-Nr.</u>
Wundhaken	bis 100 mm	XE 360
Wundhaken	bis 200 mm	XE 361
Wundhaken	bis 300 mm	XE 362
Wundhaken	bis 400 mm	XE 363
Klemmen und Zangen		XE 366
Schocklöffel		XE 367

Die Überzüge werden nach Ihren Vorgaben geliefert. Bitte teilen Sie uns bei Ihrer Bestellung die Artikelnummer des Wundhakens mit, für den Sie den Überzug benötigen. Alternativ dazu können Sie uns auch die Breite und Länge des Blattes des Wundhakens angeben. Überzüge für weitere Instrumente sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an!

Stand: 06/09