

Druckinfusionsmanschette

- Robuste Qualität
- Leicht zu reinigende Manschette
- Alle Ersatzteile einzeln lieferbar



Art.-Nr. XD 165

Technische Daten:

Messbereich:	0 – 600 mmHg
Arbeitsbereich:	0 – 300 mmHg
Genauigkeit der Druckanzeige:	± 5 mmHg
Skalenteilung:	10 mmHg
Manschettengröße:	Passend für 500ml und 1000ml Infusionsbeutel

Stand: 01/07