

## Katheterköcher Edelstahl Universalmodell komplett geschlossen



Dieser Katheterköcher ist komplett geschlossen und bietet die optimale Lösung für eine hygienische Lagerung von Absaugkathetern.

- Zur besseren Reinigung ist das Sichtfenster herausnehmbar.
- Als Zubehör sind Adapter in zwei verschiedenen Höhen lieferbar. So kann der Katheterköcher auch für kürzere Absaugkatheter verwendet werden.
- Ab 10 Stück auf Wunsch kostenlose Kennzeichnung (z.B. Abteilung)

<b>Artikel-Nr.</b>	XD 7000
<b>Maße</b>	700 x 150 x 80 mm (Länge x Breite x Tiefe)
<b>Informationen</b>	Deckel mit Scharnieren Sichtfenster vorn mit Halterung für Normschiene Teilungsprofile für 3 Fächer
<b>Artikel-Nr.</b>	XD 7001
<b>Bezeichnung</b>	Adapter zur Längenreduzierung um 30 mm
<b>Artikel-Nr.</b>	XD 7002
<b>Bezeichnung</b>	Adapter zur Längenreduzierung um 100 mm

Abb.: Katheterköcher mit Adaptern



Das **EVERHARDS** Vertriebsteam ist Ihr Ansprechpartner für kompetente Produktberatung und allen Fragen zu Ihrem Einkauf.

**Telefon**  
0 222 5 - 88 50 0

**E-Mail**  
info@everhards.de