

## Dusch-/Toilettenstuhl bis 200 kg belastbar

### Toilettenstuhl fahrbar

- Belastbar bis 200 kg
- Sitzbreiten von 50 bis 80 cm
- Sitztiefen von 40 bis 55 cm
- Farben blau, bordeaux oder türkis
- 4 Räder luftbereift, Vorderräder bremsbar, Hinterräder schwenkbar
- Armlehnen abschwenkbar
- Fußbrett nach innen abklappbar
- Sitzauflage schwarz
- Sitzplatte mit Öffnung Kunstleder schwarz
- Feste Rückenplatte,
- Kunststoffeimer mit Halterung
- Schiebestange 45° nach hinten geneigt, dadurch besserer Sitzkomfort.
- Höhere Sitzhöhe bei hoch angebrachten Toiletten optional lieferbar



### Dusch-/Toilettenstuhl fahrbar

- Belastbar bis 200 kg
- Rahmen Edelstahl
- Sitzbreiten von 50 bis 70 cm
- Sitztiefen von 42 bis 50 cm
- 4 Doppelrollen, Vorderräder bremsbar, Hinterräder schwenkbar
- Armlehnen abnehmbar
- Beinstützen mit Fußplatten abschwenkbar
- Rückenlehne weiss PP
- Sitzplatte weiss PP mit oder ohne Hygieneausschnitt lieferbar Schiebegriffe
- Eimerhalterung und Eimer optional lieferbar
- Höhere Sitzhöhe bei hoch angebrachten Toiletten optional lieferbar

